



MikroPrinc
elektronske komponente, alat, lemlna i merna oprema

Termometar IR za telesnu temperaturu, 32-42.5°C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU





Funkcije

- 32 pozivanja zapamćenih očitavanja.
- Lako za rukovanje, pritiskom na jedno dugme.
- Automatsko isključivanje ekrana ukoliko nema merenja 15s.
- Praktično i brzo merenje temperature, rezultati se pojavljuju posle 1 sekunde.
- Funkcija alarm-a za povišenu temperaturu, možete slobodno podešavati vrednost temperature kada će se aktivirati alarm.
- Mogućnost prebacivanja merne jedinice za temperaturu iz °C u °F, mogućnost merenja temperature predmeta i telesne temperature.
- Elektronsko infracrveno merenje telesne temperature visoke tačnosti pogodno za merenje temperature kod novorođenčadi, dece i odraslih.
- Bezbedan za upotrebu, infracrveno merenje temperature kako bi izbegli opasnost isparavanje žive koju apsorbuje ljudsko telo a od kojih se sastoji tradicionalni živin termometar.

Uputstvo za rad

Postavite dve AAA baterije.

Pritisnite dugme SCAN kako bi pokrenuli sistem.

Podrazumevani režim rada nakon što se uređaj uključi je merenje telesne temperature ljudskog tela. Kliknite jednom na MODE da biste prešli u režim merenja temperature određenog objekta.

Poravnajte uređaj sa čelom ili uhom na rastojanju od 3cm do 5cm i pritisnite SCAN, nakon što se zujalica oglasi merenje je završeno.

Prebacivanje iz °C u °F: Dok je uređaj uključen pritisnite MODE u dužini od najmanje 2 sekunde i na ekranu će se pojaviti "F1" tada pritisnite "+" kako biste podešili mernu jedinicu uređaja na °C (stepeni celzijusa) ili pritisnite simbol "-" za podešavanje °F (stepeni farenhajta). Za potvrđivanje podešavanja ponovo pritisnite MODE.

Podešavanje temperature za aktiviranje alarm-a: Dugo pritisnite MODE (oko 2 sekunde) na ekranu će se prikazati "F1", ponovo kliknite na MODE i na ekranu će se pojaviti "F2", nakon toga kliknite na "+" da biste povećali temperaturu za 0.1°C (ili 0.1°F), da biste smanjili temperaturu za 0.1°C (0.1°F) pritisnite dugme sa simbolom "-". Početna podrazumevana temperatura uređaja je 38°C (100.4°F).

Podešavanje temperaturne greške: Dugo pritisnite dugme MODE (2 sekunde) na ekranu će se prikazati "F1" i nakon toga još dva puta pritisnite MODE, nakon čega će se na ekranu prikazati "F3", pritisnite "+" kako bi povećali temperaturu za 0.1°C (0.1°F), kako bi smanjili temperaturu za 0.1°C (0.1°F), pritisnite dugme "-".

Podešavanje prekidača alarm-a: Dugo pritisnite dugme MODE (2 sekunde) na ekranu će se prikazati "F1" i nakon toga još tri puta pritisnite MODE kada će se na ekranu prikazati "F4", pritisnite "+" ukoliko želite da uključite alarm (ON), ukoliko pritisnete "-" zvuk alarm-a je isključen (OFF).



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lemlna i merna oprema



1. Install 2*AAA batteries



2. press "SCAN", turn on



3. press "MODE", switch objec /body temperature measurement mode



4. Near the forehead/ear 3-5cm, press "SCAN" to measure

Tehničke specifikacije

Opseg merenja temperature: od 32° do 42.5°C

Interval merenja: 6s

Udaljenost od merene površine: merenje dodirom

Tačnost merenja: ±0.3°(< 35.0°C i > 42.0°C), ±0.2°(od 35.0°C do > 42.0°C)

Napajanje: 2 x 1.5V AAA baterije (ne isporučuju se uz uređaj)

Dimenzije: 190 x 40 x 40mm





MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lemlna i merna oprema



SHOP VOUCHER:20 PHP OFF
MANILA READY STOCK



- 2xAAA Batteries (not included)
- Forehead and Ear Scanning



Custom alarm temperature,
temperature alarm tone

